

竞品对比表

Admetec Flamingo® 与主要竞品对比

	Futudent microCam XS	Futudent microCam XS	OXO 4K	GoPro HERO12 Black	Admetec Flamingo®
预期用途	放大镜安装式相机	放大镜安装式相机	放大镜安装式相机	消费级运动相机 (非医疗用途)	放大镜安装式相机，集成同轴 头灯 用于临床记录与直播
视频分辨率	1080p、720p, 30 fps	4K、1080p、720p, 30 fps	4K / 30 fps	5.3K / 60 fps, 4K / 120 fps	Full HD 1080p, 30 fps
集成头灯	无 (需外接光源)	无 (需外接光源)	无 (需外接光源)	无 (无需附件)	有 — 60,000 勒克斯
重量 (含头灯)	20 克	21 克	45 克	154 克 (含电池)	19 克
遥控器	仅 USB 有线脚踏	仅 USB 有线脚踏	蓝牙脚踏	支持	支持 (标配)
AI 编辑	无	无	无	支持, 但自动剪辑可能需 人工复核重要片段	
云端存储	支持	支持	无	支持	支持
录制中拍摄静态照片	支持, 需脚踏	支持, 需脚踏	支持, 需脚踏	支持	支持, 通过遥控器
画面冻结 (录制中)	无	无	无	无	支持
语音录制	支持	支持	支持	支持	支持
镜头	8、16、25、35 mm 镜头	8、16、25、35 mm 镜头	16 mm 镜头	Wide、Super View、 HyperView	21 mm 与 25 mm
连接方式	线缆连接电脑	线缆连接电脑	USB-C 连接 Android / PC	Wi-Fi · 蓝牙 · HDMI	Wi-Fi直连电脑 (无需互联网)
主存储	本地 PC 存储	本地 PC 存储	microSD 卡	microSD 卡	通过 Flamingo® 应用本地 PC 存 储
防抖	无	无	电子防抖 (EIS)	HyperSmooth 6.0 (机内)	软件防抖 (直播与离线)
电源与续航	通过主机设备供电 (有 线)	通过主机设备供电 (有 线)	6 小时	内置锂电池 约 1.5 小时	控制单元电池 4 小时 (相机+头 灯) / 8 小时 (仅头灯) 配备 2 块电池, 可连续工作