

精湛技艺
见人所未见



手工打造的放大镜、头灯与相机系统

admetec
我们始终是您坚实的后盾

看清患者口腔内部并非易事。
而分享您的所见更是难上加难。

选择Flamingo的理由

- ✓ **轻松记录**—以您的第一视角免手持录制全高清视频。
- ✓ **强大的教学工具**—为学生或同行提供实时直播,实现同步教学。
- ✓ **赢得患者信任**—向患者如实展示您的所见,完善知情同意流程,强化医患沟通。

专为日常诊疗而设计

牙科医生与洁牙师—病例记录、社交媒体内容、患者教育

外科医生—手术指导、手术室直播、医疗法律事务录制

教育工作者和KOL—现场演示、课程创建、会议直播



Flamingo™ 功能

功能	优势
超轻量设计 (19克)	仅重19克! 全天佩戴无压力,比大多数放大镜头灯更轻盈
集成60k lux LED	提供强劲、无影的照明效果
全高清1080p 30fps相机	为临床记录提供清晰、稳定的图像素材
远程操控	操作过程中全面掌控相机,支持录制时抓拍静态图像及冻结画面用于教学
单根混合线缆	真正无线
本地实时Wi-Fi直播	无需联网,即可在任何PC或Mac上即时分享
AI剪辑	AI清理功能,一键移除影片中所有不必要的部分
可切换镜头 (25mm / 21mm)	可灵活选择窄视角 (25mm) 或广视角 (21mm)
云存储	无需依赖本地内存,所有视频均安全备份至个人账户,由用户自主管理
相机+头灯模式可达4小时 仅头灯模式可达8小时	两块可更换电池确保全天拍摄不间断
超级连接器	支持360°旋转及竖屏视频模式 (9:16格式)
语音录制	通过Flamingo直接采集同步音频
Flamingo软件	包含快照抓取、基础剪辑及免费更新服务
兼容大多数放大镜品牌	提供适配器,适配市面上绝大多数品牌的放大镜
数据安全	完全符合《健康保险流通与责任法案》(HIPAA) 和《通用数据保护条例》(GDPR) 关于患者隐私和数据保护的要求





我们始终是您坚实的后盾。

Admetec 专业从事手工定制放大镜、LED头灯, 以及集成头灯功能的相机系统的设计、研发、生产与全球分销。我们专注于打造极致轻盈、操作便捷、符合人体工学的解决方案, 让您全心专注于诊疗实效, 而我们则为您的舒适体验保驾护航。



admetec
我们始终是您坚实的后盾

+972-4-989-0747 info@admetec.com admetec.com

IM4000066 rev/A