

L'art de voir ce que les autres ne voient pas.



Loupes, éclairages et caméras sur mesure, fabriqués à la main

admetec
We've got your back



We've got your back.

Loupes Admetec, éclairages et caméras fabriqués à la main et conçus sur mesure

Admetec est spécialisé dans la création d'équipements exceptionnellement légers, pratiques à utiliser et ergonomiques – ce qui vous permet de vous concentrer sur votre performance tandis que nous nous concentrons sur votre confort.

Nos loupes, éclairages et caméras fabriqués à la main sont conçus sur mesure pour VOUS, en tenant compte de la structure unique de votre visage, de votre distance de travail, de votre style et de vos préférences personnelles.

L'excellence d'Admetec repose sur une combinaison simple : l'utilisation de matériaux et composants de haute qualité et une conception centrée sur l'utilisateur.

Voir à l'intérieur de la bouche d'un patient est exigeant. Partager et expliquer ce que vous observez l'est encore davantage.

Pourquoi choisir Flamingo®

- ✓ **Documentation sans effort** – Enregistrez en Full HD, en mains libres, directement depuis votre champ de vision.
- ✓ **Outil pédagogique puissant** – Diffusez en direct à vos étudiants ou collègues pour un apprentissage en temps réel.
- ✓ **Confiance des patients** – Montrez précisément ce que vous voyez et renforcez la compréhension et le consentement éclairé

Conçu pour la pratique quotidienne

Dentistes et hygiénistes – documentation de cas, contenus pour réseaux sociaux, pédagogie patient.

Chirurgiens – procédures guidées, diffusion au bloc, enregistrements médico-légaux.

Formateurs et leaders d'opinion – démonstrations en direct, création de cours, diffusion en conférence.



Fonctionnalités Flamingo®

Caractéristique	Bénéfice
Ultra-léger (19 g)	Only 19g! - All day comfort-lighter than most loupe lights
LED intégrée 60 000 lux	Un éclairage puissant et homogène, sans zones d'ombre.
Caméra Full HD 1080p – 30 fps	Une image nette et stable, idéale pour la documentation clinique.
Télécommande	Contrôle complet pendant l'intervention : prise de photos lors de l'enregistrement et fonction « arrêt sur image » pour l'apprentissage.
Câble hybride unique	Une installation simple et épurée : un seul câble pour l'ensemble.
Diffusion Wi-Fi locale en temps réel	Partage instantané sur PC ou Mac, sans connexion Internet.
Montage assisté par IA	AI Cleanup supprime en un clic les séquences inutiles pour ne garder que l'essentiel.
Objectifs interchangeables (25 mm / 21 mm)	Choisissez un champ plus étroit (25 mm) ou plus large (21 mm) selon vos besoins.
Stockage cloud	Plus de dépendance à la mémoire locale : vos vidéos sont sauvegardées sur votre compte, sous votre contrôle.
Jusqu'à 4 h caméra + éclairage (ou 8 h éclairage seul)	Deux batteries remplaçables à chaud pour filmer toute la journée.
Super Connector	Rotation à 360° et mode vidéo vertical (format 9:16).
Enregistrement vocal	Capturez un audio synchronisé directement avec Flamingo
Super Connector	Rotation à 360° et mode vidéo vertical (format 9:16).
Logiciel Flamingo	Captures d'images, montage essentiel et mises à jour incluses.
Compatible avec la plupart des marques de loupes	Adaptateurs disponibles pour la majorité des marques.
Sécurité des données	Conforme aux exigences HIPAA et RGPD pour la confidentialité des patients et la protection des données.





We've got **your back.**

Admetec conçoit, développe, fabrique et distribue des loupes grossissantes sur-mesure, fabriquées à la main, des éclairages LED, ainsi qu'un dispositif caméra-LED intégrés. Nous sommes spécialisés dans la création de produits exceptionnellement légers, pratiques à utiliser et ergonomiques, qui vous permettent de rester concentré sur votre efficacité tandis que nous nous concentrons sur votre confort.



admetec
We've got your back

+972-4-989-0747 info@admetec.com admetec.com