

Tabla comparativa de la competencia

Característica	Futudent microCam XS	Futudent microCam XS 4K	OXO 4K	GoPro HERO12 Black	Flamingo® de Admetec
Uso previsto	Cámara montada en lupa	Cámara montada en lupa	Cámara montada en lupa	Cámara de acción para consumidor (no médica)	Cámara montada en lupa con luz frontal integrada para documentación clínica y streaming
Resolución de vídeo	1080p, 720p; 30 fps	4K, 1080p, 720p; 30 fps	4K / 30 fps	5,3K / 60 fps, 4K / 120 fps	Full HD 1080p, 30 fps
Luz integrada	No (se necesita luz externa)	No (se necesita luz externa)	No (se necesita luz externa)	No (no se necesitan accesorios)	Sí – 60.000 lux
Peso (con luz)	20 g	21 g	45 g	154 g (con batería)	19 g
Control remoto	Solo pedal de pie USB con cable	Solo pedal de pie USB con cable	Pedal de pie BLE	Sí	Sí (incluido de serie)
Edición con IA	No	No	No	Sí, pero la app podría descartar partes importantes de la grabación	Sí – AI Cleanup marca todas las secciones no esenciales para revisión del usuario (sin recorte automático)
Almacenamiento en la nube	Sí	Sí	No	Sí	Sí (servidores europeos seguros)
Imágenes fijas durante la grabación	Sí, con pedal de pie	Sí, con pedal de pie	Sí, con pedal de pie	Sí	Sí, con control remoto
Congelar imagen (durante la grabación)	No	No	No	No	Sí
Grabación de voz	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí*
Objetivos	8, 16, 25, 35 mm	8, 16, 25, 35 mm	16 mm	Wide, SuperView, HyperView	21 mm y 25 mm
Conectividad	Cable al ordenador	Cable al ordenador	USB-C a Android / PC	Wi-Fi · Bluetooth · HDMI	Wi-Fi 5 GHz directo al PC (sin necesidad de internet)
Almacenamiento principal	Almacenamiento local en PC	Almacenamiento local en PC	Tarjeta microSD	Tarjeta microSD	Almacenamiento local en PC mediante la app Flamingo®
Estabilización	Ninguna	Ninguna	Estabilización electrónica de imagen (EIS)	HyperSmooth 6.0 (en la cámara)	Estabilización por software (en vivo y sin conexión)
Energía y autonomía	Alimentado por el dispositivo anfitrión (con cable)	Alimentado por el dispositivo anfitrión (con cable)	6 horas	Batería Li-ion interna ~1,5 horas	Batería de la unidad de control 4 h (cámara + luz) / 8 h (solo luz) – 2 baterías incluidas para funcionamiento continuo

* Grabación de voz: Disponible en las unidades de Flamingo® fabricadas a partir de marzo de 2026 (micrófono integrado, depende del hardware). Se activa por sesión.

AI Cleanup: Marca automáticamente los segmentos no esenciales; el usuario valida y exporta la versión final (sin edición automática).

Control remoto: Incluido de serie en cada kit de Flamingo®. No requiere pedal de pie.