

Die Kunst, das zu sehen,
was andere nicht sehen
können.



Handgefertigte Lupenbrillen,
Leuchten und Kameras

admetec
We've got your back

Es ist schwierig, in den Mund eines Patienten zu sehen. Noch schwieriger ist es, das Gesehene mit anderen zu teilen.

Warum Sie sich für Flamingo entscheiden sollten

- ✓ **Müheleose Dokumentation** – Nehmen Sie Full-HD-Videos freihändig direkt aus Ihrer Sichtlinie auf.
- ✓ **Leistungsstarkes Lehrmittel** – Streamen Sie live an Studenten oder Kollegen für Echtzeit-Lernen.
- ✓ **Vertrauen der Patienten** – Zeigen Sie den Patienten genau das, was Sie sehen, und stärken Sie die informierte Einwilligung.

Entwickelt für den täglichen Gebrauch

Zahnärzte und Hygieniker – Falldokumentation, Inhalte für soziale Medien, Patientenaufklärung

Chirurgen – Geführte Eingriffe, Übertragung aus dem OP, medizinrechtliche Aufzeichnungen

Ausbilder und KOLs – Live-Demonstrationen, Kurserstellung, Konferenz-Streaming



Flamingo® Funktionen

Funktion	Vorteil
Ultraleicht (19 g)	Nur 19 g! - Ganztägiger Tragekomfort – leichter als die meisten Lupenbrillen
Integrierte 60-k-Lux-LED	Leistungsstarke, schattenfreie Ausleuchtung
Full-HD-Kamera mit 1080p und 30 fps	Gestochen scharfe, stabile Aufnahmen für die klinische Dokumentation.
Fernbedienung	Volle Kontrolle über die Kamera während des Betriebs, einschließlich der Möglichkeit, während der Aufnahme Standbilder zu machen und das Bild zum Lernen anzuhalten
Ein einziges Hybridkabel	Wirklich kabellos
Lokale Echtzeit-WLAN-Übertragung	Sofortige Freigabe auf jedem PC oder Mac – kein Internet erforderlich
KI-Bearbeitung	KI-Bereinigung entfernt alle unnötigen Teile aus dem Film mit einem einzigen klick
Austauschbare Objektive (25 mm / 21 mm)	Wählen Sie ein schmales (25 mm) oder breites (21 mm) Sichtfeld
Cloud-Speicher	Sie sind nicht auf den lokalen Speicher angewiesen – alle Videos werden sicher in Ihrem Konto gesichert, unter der Kontrolle des Benutzers Bis zu 4 Stunden Kamera
+ Licht oder 8 Stunden nur Licht Zwei austauschbare Akkus ermöglichen Aufnahmen den ganzen Tag lang	Zwei im laufenden Betrieb austauschbare Akkus ermöglichen ganztägiges Filmen
Sprachaufnahme	Erfassen Sie synchronisierten Ton direkt mit Flamingo
Super Connector	360°-Drehung und vertikaler Videomodus (9:16-Format)
Flamingo-Software	Schnappschüsse, grundlegende Bearbeitung und kostenlose Updates inklusive
Kompatibel mit den meisten Lupenbrillen-Marken	Adapter für die meisten Lupenbrillen-Marken verfügbar
Datensicherheit	Vollständig konform mit den HIPAA- und DSGVO-Anforderungen für den Schutz der Privatsphäre und der Daten von Patienten





We've got **your back.**

Admetec entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt handgefertigte, individualisierte Lupenbrillen und LED-Stirnleuchten sowie eine integrierte Kamera und Stirnleuchte. Wir sind darauf spezialisiert, Produkte zu entwickeln, die außergewöhnlich leicht, benutzerfreundlich und ergonomisch sind - Sie können sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren, während wir uns um Ihren Komfort kümmern.

IM4000086 rev.A



admetec
We've got your back

+972-4-989-0747 info@admetec.com admetec.com