

El arte de ver lo que
otros no pueden.



Lupas, luces y cámara hechas a mano

admetec
We've got your back



We've got your back.

Lupas, luces y cámara hechas a mano de Admetec, diseñadas a medida

Nos especializamos en crear soluciones extremadamente ligeras, cómodas de usar y ergonómicas, permitiéndote concentrarte en ser eficaz mientras nosotros nos enfocamos en tu comodidad.

Nuestras lupas, luces y cámaras artesanales están diseñadas a tu medida. Para ello, tomamos en consideración tu estructura facial única, distancia de trabajo, estilo y preferencias personales. El diseño de producto centrado en el usuario, combinado con materiales y componentes de alta calidad, es la base de la excelencia de Admetec.

Ver dentro de la boca de un paciente es difícil.
Compartir lo que ves es aún más difícil.

Por qué elegir Flamingo®

- ✓ **Documentación sin esfuerzo** – Graba vídeo Full HD con manos libres, directamente desde tu línea de visión.
- ✓ **Potente herramienta para formar** – Transmite en directo a estudiantes o colegas para aprender en tiempo real.
- ✓ **Confianza del paciente** – Muestra a tus pacientes exactamente lo que ves y refuerza el consentimiento informado.

Diseñado para el día a día de la clínica

Dentistas e higienistas – Documentación de casos, contenido para redes sociales, educación al paciente

Cirujanos – Procedimientos guiados, retransmisión en quirófano, grabación médico-legal

Docentes y KOLs – Demostraciones en directo, creación de cursos, retransmisión de congresos



Características de Flamingo®

Característica	Beneficio
Ultraligero (19 g)	¡Solo 19 g! - Comodidad todo el día, más ligero que la mayoría de luces para lupas
LED integrado de 60 k lux	Iluminación potente y sin sombras
Cámara Full HD 1080 p 30 fps	Imagen nítida y estable para documentación clínica.
Control remoto	Control total de la cámara durante el uso, incluida la opción de hacer fotos mientras grabas y congelar la imagen para el aprendizaje
Cable híbrido único	Verdaderamente inalámbrico
Retransmisión Wi Fi local en tiempo real	Comparte al instante en cualquier PC o Mac, sin necesidad de internet
Edición con IA	AI Cleanup elimina todas las partes innecesarias del video con un clic
Lentes intercambiables (25 mm / 21 mm)	Elige un campo de visión estrecho (25 mm) o amplio (21 mm)
Almacenamiento en la nube	No necesitas depender de la memoria local: todos los videos se guardan de forma segura en tu cuenta, bajo tu control
Hasta 4 h de cámara + luz o 8 h solo luz	Dos baterías intercambiables te permiten grabar durante todo el día
Super Connector	Rotación de 360° y modo de video vertical (formato 9:16)
Voice recording	Capture synchronized audio directly with Flamingo
Software de Flamingo	Capturas, edición esencial y actualizaciones gratuitas incluidas
Compatible con la mayoría de marcas de lupas	Adaptadores disponibles para la mayoría de marcas de lupas
Seguridad de datos	Totalmente compatible con los requisitos de HIPAA y GDPR para la privacidad de los pacientes y la protección de datos





We've got **your back.**

Admetec diseña, desarrolla, fabrica y distribuye lupas de aumento hechas a mano y a medida, así como luces LED, además de una cámara integrada con luz. Nos especializamos en crear productos excepcionalmente ligeros, fáciles de usar y ergonómicos, que te permiten concentrarte en ser eficaz mientras nosotros nos centramos en tu comodidad.

IM4000054 rev.A



admetec
We've got your back

+972-4-989-0747 info@admetec.com admetec.com