

競合比較表

特徴	Futudent microCam XS	Futudent microCam XS 4K	OXO 4K	GoPro HERO12 Black	Admetec Flamingo®
用途	ルーベ装着型カメラ	ルーベ装着型カメラ	ルーベ装着型カメラ	コンシューマー向けアクションカメラ（医療用途外）	臨床記録とライブ配信のための同軸ライト内蔵ルーベ装着型カメラ
動画解像度	1080p、720p、30 fps	4K、1080p、720p、30 fps	4K / 30 fps	5.3K / 60 fps、4K / 120 fps	Full HD 1080p、30 fps
ライト内蔵	なし（外部ライトが必要）	なし（外部ライトが必要）	なし（外部ライトが必要）	なし（アクセサリ不要）	あり — 60,000 ルクス
重量（ライト込み）	20 g	21 g	45 g	154 g（バッテリー込み）	19 g
リモコン	USB 有線フットペダルのみ	USB 有線フットペダルのみ	Bluetooth フットペダル	あり	あり（標準搭載）
AI 編集	なし	なし	なし	あり。ただし自動編集は重要なクリップの手動確認が必要な場合があります	あり — AI Cleanup が重要でないセグメントを識別し、確認用にマークします
クラウドストレージ	あり	あり	なし	あり	あり（安全な欧州サーバー）
録画中の静止画撮影	あり、フットペダルが必要	あり、フットペダルが必要	あり、フットペダルが必要	あり	あり、リモコンで操作
フレーム静止（録画中）	なし	なし	なし	なし	あり
音声録音	あり	あり	あり	あり	あり*
レンズ	8、16、25、35 mm	8、16、25、35 mm	16 mm	Wide、SuperView、HyperView	21 mm と 25 mm
接続方式	PC へ有線接続	PC へ有線接続	USB-C で Android / PC に接続	Wi-Fi ・ Bluetooth ・ HDMI	Wi-Fi 5 GHz で PC に直接接続（インターネット不要）
主ストレージ	PC のローカルストレージ	PC のローカルストレージ	microSD カード	microSD カード	Flamingo® アプリ経由で PC のローカルストレージ
手ブレ補正	なし	なし	電子式手ブレ補正（EIS）	HyperSmooth 6.0（カメラ内蔵）	ソフトウェア補正（ライブおよびオフライン）
電源と稼働時間	ホスト機器から給電（有線）	ホスト機器から給電（有線）	6 時間	内蔵リチウムイオン 約 1.5 時間	コントロールユニットのバッテリーで 4 時間（カメラ + ライト） / 8 時間（ライトのみ） — 連続使用のためバッテリー 2 個付属

* 音声録音：2026 年 3 月以降に製造された Flamingo® 機器で利用可能（マイク内蔵、ハードウェア依存）。セッションごとに有効化できます。

AI Cleanup：重要でないセグメントを自動的にマークします。ユーザーが確認し、最終版を書き出します（自動編集はありません）。

リモコン：すべての Flamingo® セットに標準付属。フットペダルは不要です。