

見えないものを見る
その技術(ちから)



手作りのルーペ、ライト、カメラ

admetec
We've got your back



We've got your back.

Admetec が誇る、手作りのオーダーメイド ルーペ、ライト、カメラ。

軽量で使いやすく、人間工学に基づいた設計が、
あなたのパフォーマンスを最大限に引き出します。
私達は常に快適な使い心地を追求します。

職人の手作業で作り上げたルーペ、ライト、カメラは、あなたのためだけに
デザインされています。お客様一人ひとりの顔の構造、作業距離、スタイル、そ
して個人的な好みに合わせて製作するためです。ユーザー中心の製品設計と
高品質の素材とコンポーネントを組み合わせることは、Admetecの卓越した
技術を支えています。

患者様の口腔内を見るのは簡単なことではありません。
見たものを共有をすることはさらに難しいです。

Flamingo[®]が選ばれる理由

- ✓ **手間いらずの記録** – フルHD動画を手放しで撮影。
あなたの視線から直接記録できます。
- ✓ **強力な教育ツール** – 生徒や同僚にライブ配信し、リアルタイム学習を実現。
- ✓ **患者の信頼** – 患者にあなたが実際に見ているものを正確に示し、インフォームド・コンセントを強化する。

日々の練習用に設計された

歯科医師・歯科衛生士 – 症例記録、SNSコンテンツ、患者教育

外科医 – ガイド付き手術、手術室中継、医療法廷記録

教育者・キーオピニオンリーダー – ライブデモンストレーション、講座作成、学会ストリーミング



Flamingo® の特徴

機能	メリット
超軽量 (19g)	わずか19g! - 終日快適 - 他のどのようなルーペライトより軽量
内蔵60kルクスLED	強力で影のない照明
フルHD 1080p 30fpsカメラ	鮮明で安定した映像による臨床記録
リモコン操作	操作中のカメラの完全制御 (録画中の静止画撮影機能および学習用画像の静止機能を含む)
単一ハイブリッドケーブル	真のワイヤレス
ローカルリアルタイムWi-Fiブロードキャスト	インターネット不要でPC/Macに即時共有
AI編集	AIクリーンアップはワンクリックで動画から不要な部分をすべて除去します
交換式レンズ (25mm / 21mm)	視野幅を選択 (狭幅25mm / 広幅21mm)
クラウドストレージ	ローカルメモリに依存する必要はありません。すべての動画は安全にバックアップされ、ユーザー管理下でアカウントに保存されます。
最大4時間のカメラ + ライト、または8時間のライトのみ	スワップ対応バッテリー2個で終日撮影可能
スーパーコネクター	360°回転 & 縦動画モード (9:16フォーマット)
音声録音	Flamingo®で音声を直接同期録音
Flamingo® ソフトウェア	スナップショット・基本編集機能・無料アップデート付属
主要ルーペブランドと互換性あり	主要ルーペブランド用アダプター対応
データセキュリティ	HIPAAおよびGDPRの患者プライバシー・データ保護要件に完全準拠





We've got **your back.**

Admetecは、職人による手作業のオーダーメイドルーペ、LEDヘッドライト、そしてカメラ一体型ヘッドライトの設計、開発、製造、販売を手掛けています。私たちは、軽量で使いやすく、人間工学に基づいた製品づくりを専門としています。お客様が業務に集中できるよう、最高の快適性を追求しています。

IM4000057 rev.C



admetec
We've got your back

+972-4-989-0747 info@admetec.com admetec.com